


Anticorpo Policlonal Anti-Cops3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uns2

Número do item: CM0030559



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a COPS3 humana, uma subunidade do sossomo COP9 que regula a degradação dependente de ubiquitina. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de sossoma e ligase cullina-RING.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPS3 Rabbit pAb
Observações/Alias	CSN3; SGN3; COPS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8533
GeneID	8533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 194-423 da COPS3 humana (NP_003644.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNS2
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de gelo