

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cops3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uns2

Número do item: CM0002684



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra o COPS3 humano (subunidade 3 do complexo signalossomo COP9). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de via da ubiquitina e do signalossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPS3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CSN3; SGN3; COPS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8533
GeneID	8533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-423 do COPS3 humano (Q9UNS2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNS2
Peso Proteico	48kDa
Remessa	Saco de gelo