

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cops6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7L5N1

Número do item: CM0029756



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho COPS6 para WB, IF/ICC, ELISA contra humano, camundongo, rato; subunidade 6 do signalossomo COP9 de 36kDa. Ideal para pesquisa de via da ubiquitina, signalossomo e denedilação.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do Produto	COPS6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSN6; MOV34-34KD; COPS6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10980
GeneID	10980
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 58-327 do COPS6 humano (NP_006824.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7L5N1
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de Gelo