

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cops7A Para Wb, Elisa - Q9Ubw8

Número do item: CM0025615



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o COPS7A humano (CSN7a), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos sobre sinalossomo COP9, via da ubiquitina e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPS7A Rabbit pAb
Observações/Apelido	CSN7, CSN7A, SGN7a, COPS7A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50813
GeneID	50813
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-275 do COPS7A humano (NP_057403.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBW8
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo