

Anticorpo Policlonal Anti-Cops8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99627

Número do item: CM0015522



introdução

Anticorpo policlonal de coelho COPS8 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta COPS8 em humano, rato e camundongo. Tem como alvo a subunidade 8 do sinalossomo COP9 para pesquisa da via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPS8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	COP9; CSN8; SGN8; COPS8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10920
GeneID	10920
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-209 do COPS8 humano (NP_006701.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99627
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo