

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Coq10B Para Wb E Elisa - Q9H8M1

Número do item: CM0014635

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína humana COQ10B (Proteína de ligação à coenzima Q COQ10 homóloga B, mitocondrial). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COQ10B pAb de Coelho
Observações/Apelido	COQ10B
Espécie	Humano
GeneID	80219
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-150 da COQ10B humana (NP_079423.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H8M1
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo