

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Coq3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzj6

Número do item: CM0029810

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-COQ3 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Direciona a O-metiltransferase da biossíntese mitocondrial da ubiquinona. Reage de forma cruzada com COQ3 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa da via da ubiquinona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COQ3 Coelho pAb
Observações/Alias	DHHBMT; bA9819.1; DHHBMTASE; UG0215E05; COQ3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51805
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-369 do COQ3 humano (NP_059117.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZJ6
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de Gelo