


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Coq7 Para Wb E Elisa - Q99807

Número do item: CM0027974



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao COQ7 humano (3-desmetoksiubiquinona 3-hidroxilase dependente de NADPH), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de biossíntese de ubiquinona e resposta ao estresse mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COQ7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CAT5; CLK1; CLK-1; COQ10D8; COQ7
Espécie	Humano
ID do Gene	10229
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-217 do COQ7 humano (NP_057222.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99807
Peso da Proteína	24kDa
Transporte	Saco de gelo