

Anticorpo Policlonal Anti-Cor28 Para Wb E Elisa - Q8L983

Número do item: CM0021097

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COR28 de Arabidopsis thaliana para Western blot e ELISA. Adequado para estudos de relógio circadiano e estresse por frio na pesquisa vegetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COR28 Coelho pAb
Observações/Alias	F17I5.170; F17I5_170; COR28
Espécie	Arabidopsis thaliana
GeneID	829544
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-170 do COR28 de Arabidopsis thaliana (NP_567946.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8L983
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo