

Anticorpo Policlonal Anti-Corin Para Wb E Elisa - Q9Y5Q5

Número do item: CM0018035

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CORIN humano, adequado para WB e ELISA. Reconhece proteínas humanas, de camundongo e de rato. Imunógeno recombinante (aa 1-110). Para pesquisas cardiovasculares e sobre peptídeos natriuréticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CORIN pAb de coelho
Observações/alias	CRN; ATC2; Lrp4; PEE5; TMPRSS10; CORIN
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	10699
ID do gene	10699
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 de CORIN humano (NP_006578.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9Y5Q5
Peso da proteína	116 kDa
Envio	Bolsa de gelo