

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Coro1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31146

Número do item: CM0026223

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CORO1A validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta a coronina-1A humana, de rato e camundongo, uma proteína de ligação à actina de 51 kDa envolvida na maturação do fagossomo e na motilidade celular. Ideal para pesquisa em imunologia e infecção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CORO1A Coelho pAb
Observações/Apelido	p57, IMD8, TACO, CLABP, HCORO1, CLIPINA, CORO1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11151
ID do Gene	11151
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 362-461 da CORO1A humana (NP_001180262.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31146
Peso da Proteína	51kDa
Remessa	Saco de Gelo