

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Coro1B Para Wb E Elisa - Q9Br76

Número do item: CM0016920



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CORO1B (Coronin-1B) humana, validado para Western blot e ELISA. Reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa de motilidade celular, dinâmica de actina e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CORO1B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CORONIN-2; CORO1B
Espécie	Humano
ID do Gene	57175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-489 da CORO1B humana (NP_065174.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9BR76
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo