

Anticorpo Policlonal Anti-Cortactina Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14247

Número do item: CM0029247



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à cortactina humana (EMS1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cortactina pAb de Coelho
Observações/Alias	EMS1; Cortactina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2017
GeneID	2017
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 301-400 da cortactina humana (NP_005222.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14247
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo