

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cortactina Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14247

Número do item: CM0008820



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra a Cortactina humana (CTTN/EMS1), validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo do citoesqueleto de actina e da migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Cortactina
Observações/Alias	EMS1; Cortactina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2017
GeneID	2017
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dos aminoácidos 1-100 da Cortactina humana (Q14247)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q14247
Peso da proteína	62 kDa
Transporte	Bolsa de gelo