

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cortactina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14247

Número do item: CM0017992



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho contra Cortactina detecta cortactina endógena (aa 1-200) em amostras humanas, de camundongo e rato via WB, IHC-P e ELISA. Ideal para investigar a dinâmica da actina, migração celular e invasividade tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra Cortactina
Observações/Apelido	EMS1; Cortactina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2017
ID do Gene	2017
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da Cortactina humana (NP_612632.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14247
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo