


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cotl1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14019

Número do item: CM0029944



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína semelhante à coactosina (COTL1/CLP), validado para WB, IHC-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de ligação à actina de 16 kDa e chaperona 5LO. Ideal para estudos do citoesqueleto e biossíntese de leucotrienos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COTL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLP; COTL1
Espécie	Humano
ID do Gene	23406
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 do COTL1 humano (NP_066972.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14019
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo