


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Coup-Tfii/Nr2F2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P24468

Número do item: CM0007431



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra COUP-TFII/NR2F2 humano (ARP-1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de receptores nucleares e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho COUP-TFII/NR2F2
Observações/Apelido	ARP1; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7026
GeneID	7026
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 5-100 do COUP-TFII/NR2F2 humano (NP_066285.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24468
Peso Proteico	46kDa
Remessa	Bolsa de gelo