

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cox Iv Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13073

Número do item: CM0003614



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra COX IV humano (subunidade 1 isoforma da citocromo c oxidase). Validado para WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa e diagnósticos mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX IV Rabbit mAb
Observações/Apelido	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1327
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13073
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo