


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox Iv Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19783

Número do item: CM0029255



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade direcionado a COX IV (subunidade 1 isoforma 4 da citocromo c oxidase) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de respiração mitocondrial e fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX IV Rabbit pAb
Observações/Apelidos	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1327
ID do Gene	12857
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-98 da COX IV de camundongo (NP_001280488.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19783
Peso da Proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo