


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cox1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00397

Número do item: CM0007070



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a subunidade 1 da citocromo c oxidase (COX1). Validado para Western blotting, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Essencial para o estudo da função da cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-COX1 de Coelho
Observações/Apelidos	CoxI; COX1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Camundongo)	17708
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 414-514 da COX1 humana (NP_904330.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00397
Peso da Proteína	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo