

Anticorpo Policlonal Anti-Cox15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzn9

Número do item: CM0014705

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à COX15 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos de biossíntese do heme A, função mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	COX15 Rabbit pAb
Observações/Alíngias	MC4DN6; CEMCOX2; COX15
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1355
GeneID	1355
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 da COX15 humana (NP_510870.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q7KZN9
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo