


Anticorpo Policlonal Anti-Cox1/Ptgs1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23219

Número do item: CM0029922



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COX1/PTGS1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, rato. Adequado para estudos de inflamação e biossíntese de prostaglandinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX1/PTGS1 Coelho pAb
Observações/Apelido	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5742
GeneID	5742
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P23219
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo