

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cox1/Ptgs1 Para Wb, Elisa - P23219

Número do item: CM0005166



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-COX1/PTGS1 validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudos de biossíntese de prostaglandinas, resposta inflamatória e ativação plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX1/PTGS1 mAb de Coelho
Observações/Alias	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5742
ID do Gene	5742
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P23219
Peso da Proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo