


Anticorpo Policlonal Anti-Cox2/Ptgs2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35354

Número do item: CM0017522



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COX2/PTGS2 humano (aa 375-604). Validado para WB, IHC-P, ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação, biossíntese de prostaglandinas e áreas relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo policlonal anti-COX2/PTGS2
Observações/alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5743
GeneID	5743
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 375-604 de COX2/PTGS2 (NP_000954.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P35354
Peso da proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo