


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cox2/Ptgs2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35354

Número do item: CM0009050



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a COX2/PTGS2 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta COX2 de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de inflamação, síntese de prostaglandinas e mediadores pró-resolução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-COX2/PTGS2 de Coelho
Observações/Apelidos	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5743
GeneID	5743
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 505-604 da COX2/PTGS2 humana (P35354).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35354
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo