


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cox2/Ptgs2 Para Wb - P35354

Número do item: CM0005173



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra COX2/PTGS2 humano. Validado para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em inflamação, câncer e prostaglandinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-COX2/PTGS2 de Coelho
Observações/Apelidos	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5743
ID do Gene	5743
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35354
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo