


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cox2/Ptgs2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q05769

Número do item: CM0024999



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a COX2/PTGS2 de camundongo. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de biossíntese de prostaglandinas, inflamação e vias de resolução. Imunogeno: peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 101-210.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX2/PTGS2 Coelho pAb
Observações/Apelidos	COX2; Cox-2; PES-2; PHS-2; Pghs2; TIS10; PGHS-2; PHS II; gripghs
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	5743
GeneID	19225
Imunogeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-210 da COX2/PTGS2 de camundongo (NP_035328.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q05769
Peso da Proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo