

Anticorpo Monoclonal Anti-Cox5A (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, If, Elisa - P20674

Número do item: CM0010766



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a COX5A humana, uma subunidade da citocromo c oxidase mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em mitocôndrias e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] COX5A Rabbit mAb
Observações/Apelido	VA; COX; COX-VA; MC4DN20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9377
GeneID	9377
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20674
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo