


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox5A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20674

Número do item: CM0022173



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a COX5A humana, validado para modelos de knockout. Adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Detecta uma proteína mitocondrial de 16 kDa. Ideal para pesquisa em fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] COX5A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	COX5A; COX; COX-VA; VA; cytochrome c oxidase subunit 5A; 5A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9377
ID do Gene	9377
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da COX5A humana (NP_004246.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20674
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo