


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cox5A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20674

Número do item: CM0027234



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra COX5A validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa do Complexo IV mitocondrial. SWISS: P20674.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX5A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	VA; COX; COX-VA; MC4DN20; COX5A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9377
GeneID	9377
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da COX5A humana (NP_004246.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20674
Peso Molecular da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo