

Anticorpo Monoclonal Anti-Cox5B Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10606

Número do item: CM0005860



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo que alvo a COX5B humana (Subunidade 5B da citocromo c oxidase, mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Imunógeno de proteína de fusão recombinante. Para pesquisa em fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX5B Mouse mAb
Observações/Apelido	COXVB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1329
GeneID	1329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-129 da COX5B humana (NP_001853.2)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10606
Peso Proteico	14 kDa
Envio	Saco de gelo