


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cox5B Para Wb - P10606

Número do item: CM0006644



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-COX5B validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reconhece a COX5B humana, de camundongo e de rato, uma subunidade de 13 kDa da citocromo c oxidase na cadeia respiratória mitocondrial. Ideal para pesquisas mitocondriais e metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-COX5B
Observações/alias	COX5B; COXVB; subunidade 5B da citocromo c oxidase
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-129 da COX5B humana (NP_001853.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P10606
Peso da proteína	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo