

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox5B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10606

Número do item: CM0025308



introdução

O pAb de Coelho COX5B tem como alvo a subunidade 5B do citocromo c oxidase mitocondrial, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. 14kDa. Ideal para pesquisa de fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho COX5B
Observações/Apelido	COXVB; COX5B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1329
GeneID	1329
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-129 do COX5B humano (NP_001853.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10606
Peso Molecular da Proteína	14kDa
Envio	Em saco de gelo