


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox6A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12074

Número do item: CM0028157



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a COX6A1, uma subunidade da citocromo c oxidase mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Apoia a pesquisa em fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX6A1 Coelho pAb
Observações/Alias	COX6A; CMTRID; COX6AL; COX6A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1337
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12074
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo