


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cox6B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14854

Número do item: CM0004848



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-COX6B1 humano validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de citocromo c oxidase mitocondrial, fosforilação oxidativa e doenças mitocondriais. Monoclonal, reativo a humanos, peso proteico de ~10 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX6B1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1340
GeneID	1340
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-86 da COX6B1 humana (P14854).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14854
Peso Proteico	10 kDa
Envio	Bolsa de gelo