


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox6B1 Para Wb, Elisa - P14854

Número do item: CM0027702



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à COX6B1 humana (subunidade 6B1 do citocromo c oxidase). Validado para WB e ELISA; reage com humano e camundongo. Útil para estudos de fosforilação oxidativa mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho COX6B1
Observações/Apelido	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVib1; COX6B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1340
GeneID	1340
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-86 da COX6B1 humana (NP_001854.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P14854
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de Gelo