


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox6B1 Para Wb, Elisa - P14854

Número do item: CM0014735



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-COX6B1 validado para WB e ELISA. Detecta COX6B1 humano e apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do complexo IV da cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	COX6B1 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVib1; COX6B1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	1340
ID do gene	1340
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-86 da COX6B1 humana (NP_001854.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P14854
Peso da proteína	10 kDa
Envio	Em bolsa de gelo