


Anticorpo Policlonal Anti-Cox6C Para Wb, If/Icc, Elisa - P09669

Número do item: CM0020015



introdução

Anticorpo policlonal de coelho COX6C validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reconhece COX6C humano e de camundongo, uma subunidade do citocromo c oxidase mitocondrial essencial para a fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX6C pAb de Coelho
Observações/Apelido	COX6C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1345
GeneID	1345
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-75 do COX6C humano (NP_004365.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P09669
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Saco com gelo