

Anticorpo Policlonal Anti-Cox7A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24310

Número do item: CM0017237

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COX7A1 (subunidade 7A1 da citocromo c oxidase), adequado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta COX7A1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o complexo respiratório mitocondrial IV e a fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX7A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Espécie	Humano
ID do Gene	1346 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-79 do COX7A1 humano (NP_001855.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24310
Peso Proteico	9kDa
Envio	Saco de gelo