

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cox7A1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24310

Número do item: CM0003815

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-COX7A1 de alta qualidade validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com COX7A1 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de montagem do complexo IV mitocondrial e supercomplexos respiratórios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-COX7A1 de Coelho
Observações/Apelidos	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1346
GeneID	1346
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dos aminoácidos 1-79 da COX7A1 humana (NP_001855.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24310
Peso Proteico	9kDa
Envio	Bolsa de gelo