


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox7A2 Para Wb E Elisa - P14406

Número do item: CM0026732



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o COX7A2 humano (subunidade 7A2 da citocromo c oxidase, COX VIIa-L), validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a fosforilação oxidativa mitocondrial e a montagem do complexo IV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX7A2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VIIAL; COX7AL; COX7AL1; COXVIIAL; COXVIIa-L; COX7A2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1347
GeneID	1347
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-115 do COX7A2 humano (NP_001856.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14406
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Saco de gelo