

Anticorpo Monoclonal Anti-Cox7A2L Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14548

Número do item: CM0010025

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD que visa a proteína humana COX7A2L/SCAF1. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para western blot, IHC-P e ELISA. Ideal para o estudo da montagem do respirassoma mitocondrial e bioenergética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] COX7A2L mAb de Coelho
Observações/Alias	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9167
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14548
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)