

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox7A2L Para Wb, Elisa - O14548

Número do item: CM0027949

introdução

Anticorpo policlonal de coelho COX7A2L, validado para WB e ELISA, detecta COX7A2L (SCAF1) humano, de camundongo e de rato. Imunogênio recombinante direcionado à região N-terminal. Ideal para estudar a montagem de supercomplexos respiratórios mitocondriais e o metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX7A2L pAb de Coelho
Observações/Apelido	EB1, SCAF1, SCAFI, SIG81, COX7AR, COX7RP, COX7A2L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9167
GeneID	9167
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-114 do COX7A2L humano (NP_004709.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14548
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo