

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox7A2L (Validado Por Kd) Para Wb E Elisa - O14548

Número do item: CM0022357

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra COX7A2L (SCAF1), validado para Western blot (WB) e ELISA. Envolvido na montagem de supercomplexos respiratórios mitocondriais; adequado para pesquisa com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] pAb de COX7A2L de Coelho
Observações/Alia(s)	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP; [Validado por KD] COX7A2L
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	9167
ID do Gene	9167
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-114 da COX7A2L humana (NP_004709.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O14548
Peso da Proteína	13 kDa
Envio	Embalagem de gelo