


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox8A Para Wb E Elisa - P10176

Número do item: CM0025866



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho COX8A validado para WB, ELISA. Reage com Humano, Rato. Tem como alvo a subunidade 8A do citocromo c oxidase, mitocondrial (P10176), 8kDa. Ideal para estudos da cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COX8A pAb de Coelho
Observações/Apelido	COX; COX8; VIII; COX8L; COX8-2; VIII-L; MC4DN15; COX8A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1351
GeneID	1351
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-69 da COX8A humana (NP_004065.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P10176
Peso Proteico	8kDa
Envio	Saco de gelo