

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Cpa1 Para Wb, If, Elisa - P15085

Número do item: CM0026052



introdução

CPA1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IF-P e ELISA. Reage com CPA1 humano, de camundongo e de rato (47 kDa), direcionado a um peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 da CPA1 humana. Ideal para pesquisa em carboxipeptidase A1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CPA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPA; CPA1
Espécie	Humano
GeneID	1357
Imunogeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da CPA1 humana (NP_001859.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15085
Peso Proteico	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo