

Anticorpo Policlonado Anti-Cpa3 Para Wb, Elisa - P15088

Número do item: CM0020202

introdução

Anticorpo policlonado contra CPA3 humano (Carboxipeptidase A3 de mastócitos), produzido em coelho. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia de mastócitos e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MC-CPA; CPA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1359
GeneID	1359
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-417 da CPA3 humana (NP_001861.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P15088
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo