

Anticorpo Policlonal Anti-Cpa4 (Carboxipeptidase A4) Para Wb, Elisa - Q9Ui42

Número do item: CM0021722



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CPA4 humano (carboxipeptidase A4), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo da função das metaloproteases e do catabolismo de hormônios peptídicos. Uso exclusivo em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CPA4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPA3; CPA4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51200
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 114-280 da CPA4 humana (NP_057436.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UI42
Peso da proteína	47 kDa
Transporte	Bolsa de gelo