

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Cpa6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4T0

Número do item: CM0016167

introdução

Anticorpo policlonar de coelho anti-CPA6 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta CPA6 humano, de camundongo e rato (51kDa), uma carboxipeptidase secretada envolvida no processamento de neuropeptídeos e ligada à epilepsia. SWISS: Q8N4T0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPA6 Rabbit pAb
Observações/Alias	CPAH; ETL5; FEB11; CPA6
Espécie	Humano
ID do Gene	57094
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-437 do CPA6 humano (NP_065094.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N4T0
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo