


Anti-Cpb1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P15086

Número do item: CM0014525



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CPB1 humano, validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de carboxipeptidase B pancreática e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CPB; PASP; PCPB; CPB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1360
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 111-417 do CPB1 humano (NP_001862.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15086
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo